

유세포분석용 PE 토끼 항인간 Tmprss2 단클론 항체 - O15393

품목 번호: CM0004793



소개

유세포분석용 PE 접합 토끼 항인간 TMPRSS2 단클론 항체입니다. 전립선암 진행, 바이러스 감염 기전(SARS-CoV, SARS-CoV-2) 및 숙주 세포 단백질 분해 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 TMPRSS2 mAb
비고/별칭	PRSS10
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	7113
유전자 ID	7113
면역원	인간 TMPRSS2 (NP_005647.3)의 아미노산 106-255에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	O15393
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스 팩