


Pe 토끼 항-인간 Tnf-A 단일클론 항체 For Fc (Intra) - P01375

품목 번호: CM0007785



소개

유세포 분석 세포 내 염색용 PE 접합 토끼 항-인간 TNF-α 단일클론 항체입니다. 염증 반응, 면역 조절 및 암 생물학에서 종양 괴사 인자 알파를 조사하십시오. 인간 TNF-α(cachectin/TNFSF2)와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 TNF-α mAb
비고/별칭	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	7124
유전자 ID	7124
면역원	인간 TNF-α (NP_002344.2)의 아미노산 77-233에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC (intra)
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P01375
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백