

Pe Rabbit Anti-Human Trop-2 단일클론항체, 유동세포계측용 - P09758

품목 번호: CM0008612



소개

인간 TROP-2를 표적으로 하는 PE-접합 토끼 단일클론항체로 유동세포계측에 사용됩니다. 종양 관련 항원 TROP-2를 인식하여 면역종양학 연구 및 진단 개발을 지원합니다. - P09758

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Human TROP-2 mAb
비고/별칭	EGP1; GP50; MIS1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
종	인간
유전자 ID	4070
면역원	인간 TROP-2 (NP_002344.2)의 아미노산 27-274에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용	유동세포계측법(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P09758
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백