


유세포 분석용 PE 토끼 항인간/원숭이 Cd10 단클론항체 - P08473

품목 번호: CM0010951



소개

유세포 분석용 인간 CD10(네프릴리신)을 표적으로 하는 PE 결합 토끼 단클론항체입니다. 인간 및 시노몰구스 원숭이와 교차 반응합니다. 면역학 및 심혈관 연구 검증이 완료되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간/원숭이 CD10 mAb
비고/별칭	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
종	인간
유전자ID (인간)	4311
유전자ID	4311
면역원	재조합 단백질 인간 CD10(NP_000893.2)의 아미노산 52-750에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간, 시노몰구스 원숭이
SWISS	P08473
단백질 분자량	86kDa
배송 방식	아이스백