

## Pe 토끼 항-인간/원숭이 Cd127/IL-7R 단일클론 항체 (유세포분석용) - P16871

품목 번호: CM0009431



### 소개

유세포분석용 인간/원숭이 CD127/IL-7R에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 인터루킨-7 수용체 알파 사슬을 인식하며, 인간 및 붉은털원숭이와 교차 반응합니다. 면역학 연구 및 IVD 검사법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | PE 토끼 항-인간/원숭이 CD127/IL-7R mAb                                                            |
| 비고/별칭       | IL7RA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha |
| 종           | 인간(Human)                                                                                 |
| GeneID (인간) | 3575                                                                                      |
| GeneID      | 3575                                                                                      |
| 면역원         | 재조합 단백질 인간 CD127/IL-7Rα (NP_002176.2)의 아미노산 21-236에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.             |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                                                |
| 카테고리        | 단일클론 항체                                                                                   |
| 응용          | FC (유세포분석)                                                                                |
| 교차 반응성      | 인간(Human), 붉은털원숭이(Cynomolgus)                                                             |
| SWISS       | P16871                                                                                    |
| 단백질 분자량     | 52kDa                                                                                     |
| 배송          | 아이스백                                                                                      |