


Pe 토끼 항-인간/원숭이 Cd14 단일클론 항체 (유세포분석용) - P08571

품목 번호: CM0008826



소개

인간 및 안남원숭이(Cynomolgus monkey) CD14에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석에 대해 검증되었습니다. CD14는 세균성 LPS의 공동수용체(co-receptor)로 작용하여 선천성 면역을 매개합니다. 면역학 및 전염병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간/원숭이 CD14 mAb
비고/별칭	CD14
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	929
GeneID	929
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 CD14 (NP_000582.1)의 아미노산 20-352에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 안남원숭이(Cynomolgus)
SWISS	P08571
단백질 분자량	40kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)