

Pe 토끼 항인간/원숭이 CD16 단클론 항체 (Fc 용도) - P08637/O75015

품목 번호: CM0007806



소개

인간/원숭이 CD16(FCGR3A/FCGR3B)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석(FC)에서 검증되었으며 인간 및 시노물구스 원숭이와 교차 반응합니다. 면역 세포 프로파일링 및 ADCC 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간/원숭이 CD16 단클론 항체
비고/별칭	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
종	인간
유전자ID (인간)	2214/2215
유전자ID	2214/2215
면역원	제조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	P08637/O75015
단백질 분자량	29KDa/26KDa
배송	아이스백