


Pe 토끼 항-인간/원숭이 Cd18 단일클론 항체 (유세포 분석용) - P05107

품목 번호: CM0008649



소개

유세포 분석용 인간 CD18 (Integrin beta-2)을 타겟으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체이며, 크로몰커스 원숭이와 교차 반응합니다. 백혈구 접착 수용체 및 면역 세포 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간/원숭이 CD18 mAb
비고/별칭	LAD; CD18; MF17; MF17; LCAMB; LFA-1; MAC-1
종	인간 (Human)
GeneID	3689
면역원	인간 CD18 (NP_000202.3)의 아미노산 1-769에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간 (Human), 크로몰커스 (Cynomolgus)
SWISS	P05107
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)