


Pe 토끼 항인간/원숭이 CD20 단클론 항체 (Fc용) - P11836

품목 번호: CM0011218



소개

인간/원숭이 CD20(MS4A1)에 대한 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포분석 검증이 완료되었습니다. B림프구에 특이적이며 시노물구스 원숭이와 교차반응성을 가집니다. B세포 연구 목적의 연구용으로 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간/원숭이 CD20 mAb
비고/별칭	MS4A1; B1; Bp35; CD20; CVID5; LEU-16; MS4A2; S7; B-림프구 항원 CD20
종	인간
GeneID (인간)	931
GeneID	931
면역원	합성 펩타이드 인간 CD20(NP_068769.2)의 아미노산 100-200번 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	P11836
단백질 분자량	14kDa/33kDa
배송 방식	아이스백