

유세포분석용 PE 토끼 항인간/원숭이 CD25 단클론 항체 - P01589

품목 번호: CM0008858



소개

인간 CD25(IL2RA, p55)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 인간 및 시노물구스 샘플에서 유세포분석 검증을 완료했습니다. Treg 및 면역 내성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간/원숭이 CD25 mAb
비고/별칭	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
종	인간
유전자 ID (인간)	3559
유전자 ID	3559
면역원	제조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	P01589
단백질 분자량	31kDa
배송 방식	아이스 팩