

Fc용 Pe 토끼 항인간/원숭이 CD3 단클론항체 - P07766

품목 번호: CM0009956



소개

유세포분석법용 인간/원숭이 CD3를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론항체입니다. 시노몰거스 원숭이 CD3와 교차반응성을 나타냅니다. T세포 활성화 및 적응면역 연구에 필수적인 TCR 복합체의 일부입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간/원숭이 CD3 mAb
비고/별칭	T3E; TCRC; IMD18; CD3epsilon
종	인간
유전자 ID (인간)	916
유전자 ID	916
면역원	인간 CD3 (NP_000724.1)의 아미노산 1-126에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론항체
적용 분야	FC (유세포분석법)
교차반응성	인간, 시노몰거스 원숭이
SWISS	P07766
단백질 분자량	23kDa
배송 방식	아이스 팩