

유세포 분석용 Pe 토끼 항-인간/원숭이 CD4 단일클론 항체 - P01730

품목 번호: CM0010170



소개

유세포 분석(FC)을 위한 인간/원숭이 CD4 표적 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 및 게잡이원숭이(cynomolgus) 반응성이 검증되었습니다. 51kDa. T세포 보조수용체 기능 및 HIV 수용체 연구에 활용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간/원숭이 CD4 단일클론 항체
비고/별칭	T4, IMD79, Leu-3, OKT4D, CD4mut
종	인간
유전자 ID	920
면역원	인간 CD4 재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간, 게잡이원숭이
SWISS	P01730
단백질 무게	51kDa
배송	아이스팩