

Pe 토끼 항-인간/원숭이 CD45 단일클론 항체 - P08575

품목 번호: CM0007910



소개

인간 및 사이노물구스 CD45를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 세포의 도메인을 인식하며, T세포 활성화, 면역 신호 전달 및 조혈 세포 식별 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간/원숭이 CD45 단일클론 항체
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종	인간
GeneID (인간)	5788
GeneID	5788
면역원	인간 CD45(P08575)의 아미노산 26-577에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용	FC
교차 반응성	인간, 사이노물구스
SWISS	P08575
단백질 중량	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
배송	아이스팩