

Pe Rabbit Anti-Human/Monkey Cd64 단일클론 항체 - 유세포 분석용 - P12314

품목 번호: CM0008729



소개

인간 및 원숭이 CD64(FcγRI)에 대한 고친화도 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 검증되었습니다. 선천성 및 적응성 면역에서 단핵구/대식세포 특이적 IgG 수용체 기능을 연구하기에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Human/Monkey CD64 mAb
비고/별칭	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcγmaRI
종	인간
유전자 ID	2209
면역원	재조합 단백질
원료	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간, 자이눌러거스 원숭이
SWISS	P12314
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백