

Pe Rabbit Anti-Human/Monkey Cd69 단클론 항체 For Fc - Q07108

품목 번호: CM0010301



소개

PE로 표지된 토끼 단클론 항체로, 면역 세포의 주요 초기 활성화 항원인 인간 CD69를 표적합니다. 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었으며, 자이톨러스 원숭이와 교차 반응합니다. 면역 세포 활성화 및 조절 T 세포 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Human/Monkey CD69 mAb
비고/별칭	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
종	인간
GeneID (Human)	969
GeneID	969
면역원	인간 CD69 (NP_001772.1)의 아미노산 78-199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간, 자이눌러스 원숭이
SWISS	Q07108
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백