


Fc용 Pe 토끼 항-인간/원숭이 CD86 단일클론 항체 - P42081

품목 번호: CM0010970



소개

인간 및 필리핀원숭이 CD86(B7-2)을 인식하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 면역학 연구 및 진단 분석법 개발에서 T세포 활성화와 공동자극을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간/원숭이 CD86 단일클론 항체
비고/별칭	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
종	인간
유전자 ID(인간)	942
유전자 ID	942
면역원	인간 CD86(NP_787058.5)의 아미노산 20~241번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 필리핀원숭이
SWISS	P42081
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스팩