


유세포분석용 PE 토끼 항인간/원숭이 CD8A 단클론 항체 - P01732

품목 번호: CM0004207



소개

인간 및 시노몰구스 원숭이 CD8 알파 사슬에 대한 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포분석(FC)에서 검증되었으며, CD8A의 아미노산 22-182를 표적으로 합니다 (P01732). T세포 및 NK 세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간/원숭이 CD8a mAb
비고/별칭	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
종	인간
유전자 ID	925
면역원	인간 CD8A (NP_001759.3)의 아미노산 22-182에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노몰구스 원숭이
SWISS	P01732
단백질 분자량	21kDa/25kDa/30kDa
배송	아이스 팩