

## 유세포분석용 Pe 토끼 항-인간/원숭이 Hla-Dr 단일클론 항체 - P01903

품목 번호: CM0010393



### 소개

인간/원숭이 HLA-DR에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석에 대해 검증되었습니다. 항원 제시 세포에 발현된 MHC 클래스 II 알파 사슬을 인식합니다. 면역학 및 비인간 영장류 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                            |
|-------------|------------------------------|
| 제품명         | PE 토끼 항-인간/원숭이 HLA-DR mAb    |
| 비고/별칭       | HLA-DRA1                     |
| 종           | 인간(Human)                    |
| GeneID (인간) | 3122                         |
| GeneID      | 3122                         |
| 면역원         | 인간 HLA-DR의 재조합 단백질.          |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                   |
| 카테고리        | 단일클론 항체                      |
| 응용          | FC                           |
| 교차 반응성      | 인간(Human), 안경원숭이(Cynomolgus) |
| SWISS       | P01903                       |
| 단백질 분자량     | 29kDa                        |
| 배송          | 아이스백                         |