

Fc용 Pe 토끼 항인간/원숭이 IgD 단클론 항체 - P01880

품목 번호: CM0012111



소개

인간 및 시노물거스 원숭이 IgD(불변 영역, 아미노산 99-384)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석에서 검증되었으며 B세포 면역표현형 분석 및 면역글로불린 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항인간/원숭이 IgD mAb
비고/별칭	IGHD
종	인간
GeneID (인간)	3495
면역원	인간 IgD의 아미노산 99-384에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노물거스 원숭이
SWISS	P01880
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스 팩