

Pe 토끼 항인간/원숭이 IgG 단클론항체 - Aaq57561.1

품목 번호: CM0009862

소개

인간 및 원숭이 IgG에 대한 PE 접합 토끼 단클론항체로 세포내 유세포 분석에 적합합니다. 면역원: 원숭이 IgG 아미노산 98-322번 부위를 포함하는 재조합 단백질 (AAQ57561.1). 인간 및 시노물거스 원숭이 IgG와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	상세 정보
제품명	PE 토끼 항인간/원숭이 IgG 단클론항체
종	원숭이
면역원	원숭이 IgG 아미노산 98-322번 부위를 포함하는 재조합 융합 단백질 (AAQ57561.1)
기원	토끼
카테고리	단클론항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간, 시노물거스 원숭이
배송 방식	아이스 팩