


유세포 분석용 Pe 표지 토끼 항인간/원숭이 Igm 단클론항체 - P01871

품목 번호: CM0008776



소개

인간/원숭이 IgM 불변영역을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론항체로, 유세포 분석에 적합합니다. B 세포 면역학 및 체액성 면역 연구용 연구 도구입니다.

IGHM(P01871)을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 표지 항인간/원숭이 IgM 단클론항체
비고/별칭	MU; VH; AGM1
반응 종	인간
유전자ID	3507
면역원	인간 IgM(P01871)의 아미노산 218-453에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합단백질
기원	토끼
카테고리	단클론항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	P01871
단백질 분자량	49kDa
배송 방식	아이스백