

세포 내 유세포 분석용 Pe 토끼 항-인간/원숭이 Ki67 단일클론 항체 - P46013

품목 번호: CM0011200



소개

인간/원숭이 Ki67 (P46013)을 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 세포 내 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 세포 증식 분석, 세포 주기 분석 및 종양학 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간/원숭이 Ki67 mAb
비고/별칭	KIA, MIB-, MIB-1, PPP1R105
종	인간
GeneID (인간)	4288
GeneID	4288
면역원	인간 Ki67 (NP_002408.3)의 아미노산 2271-2370 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	FC (intra)
교차 반응성	인간, 안남원숭이
SWISS	P46013
단백질 분자량	319kDa/359kDa
배송	아이스 팩