

Fc용 Pe 토끼 항인간/원숭이 Pd-1/Cd279 단클론 항체 - Q15116

품목 번호: CM0009873



소개

인간 및 시노몰구스 원숭이 PD-1/CD279 (Q15116)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에서 검증되었습니다. 면역 체크포인트, T세포 고갈 및 암 면역치료 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간/원숭이 PD-1/CD279 mAb
비고/별칭	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-L; hSLE1
종	인간
유전자ID (인간)	5133
유전자ID	5133
면역원	인간 PD-1/CD279 (NP_005009.2)의 아미노산 25-168에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간, 시노몰구스 원숭이
SWISS	Q15116
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백