

유세포분석용 Pe Rabbit Anti-Human/Mouse 인테그린 알파 5 (Itga5/Cd49E) 단일클론 항체 - P08648

품목 번호: CM0012693



소개

인간/마우스 인테그린 알파 5 (ITGA5/CD49e, VLA-5)를 표적으로 하는 PE 결합 토끼 단일클론 항체입니다.

유세포분석으로 검증되었습니다. 세포 부착, 피브로넥틴 수용체 및 바이러스 유입 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Human/Mouse 인테그린 알파 5 (ITGA5/CD49e) mAb
비고/별칭	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A
종	인간
유전자 ID	3678
면역원	인간 인테그린 알파 5 (ITGA5/CD49e)의 아미노산 42-995에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_002196.4)
면역원 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P08648
단백질 분자량	115kDa
배송	아이스팩