


Pe Rabbit Anti-Human/Mouse Nanog Mab - Q80Z64

품목 번호: CM0009320



소개

PE로 표지된 토끼 단일클론 항체로, 사람과 마우스의 Nanog(다능성 유지에 중요한 homeobox 전사 인자)를 표적합니다. 줄기세포 연구 및 발생 생물학에서 세포 내 유세포 분석(FC)용으로 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Human/Mouse Nanog mAb
비고/별칭	ENK; Stm1; ecat4; 2410002E02Rik
종	마우스
유전자 ID (사람)	79923
유전자 ID	71950
면역원	마우스 Nanog (NP_082292.1)의 아미노산 160-305에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (세포 내)
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q80Z64
단백질 무게	34kDa
배송	아이스백