

## Pe 토끼 항인간/마우스 Pdgfra/Cd140A 단클론 항체 (Fc용) - P16234

품목 번호: CM0010141



### 소개

인간 및 마우스 PDGFR $\alpha$ /CD140a (SWISS: P16234)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에 검증되었습니다. 세포 증식, 배아 발달 및 종양학 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 설명                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | PE 토끼 항인간/마우스 PDGFR $\alpha$ /CD140a mAb                                                   |
| 비고/별칭       | CD140A; PDGFR2; PDGFR-2                                                                    |
| 반응 종        | 인간                                                                                         |
| 유전자 ID (인간) | 5156                                                                                       |
| 유전자 ID      | 5156                                                                                       |
| 면역원         | 재조합 단백질 인간 PDGFR $\alpha$ /CD140a (NP_006197.1)의 아미노산 24-524에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. |
| 기원          | 토끼                                                                                         |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                                                     |
| 적용 분야       | FC                                                                                         |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                                                    |
| SWISS       | P16234                                                                                     |
| 단백질 분자량     | 123kDa                                                                                     |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                                                                      |