


세포내 유세포측정용 Pe 토끼 항인간/생쥐 인-Zap70-Y319+Syk-Y352 단클론 항체 - P43403

품목 번호: CM0000922



소개

인산화된 ZAP70 (Y319)과 Syk (Y352)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 인간과 생쥐의 세포내 유세포측정에서 유효성이 검증되었습니다. T세포 및 B세포 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간/생쥐 인-Zap70-Y319+Syk-Y352 단클론 항체
비고/별칭	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70
종	인간, 생쥐
유전자 ID (인간)	7535
유전자 ID	7535
면역원	인간 ZAP70 (NP_001070.2)의 Y319 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P43403
단백질 분자량	70kDa
배송 방법	아이스 팩