

Pe 토끼 항인간/마우스/원숭이 Foxp3 단클론 항체 - Q9Bzs1

품목 번호: CM0010395



소개

세포내 유세포 분석을 위해 FOXP3를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 시노물구스 원숭이에서 검증되었습니다. Treg 매개 면역 조절에 필수적인 47kDa 포크헤드 전사 인자를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간/마우스/원숭이 FOXP3 단클론 항체
비고/별칭	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
종	인간
유전자ID	50943
면역원	인간 FOXP3 (NP_054728.2)의 아미노산 1-100번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간, 마우스, 시노물구스 원숭이
SWISS	Q9BZS1
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스 팩