

Pe Rabbit Anti-Mouse Ccr6/Cd196 단일클론항체 For Fc - O54689

품목 번호: CM0005982

소개

유세포 분석(FC)용으로 검증된 PE Rabbit anti-Mouse CCR6/CD196 단일클론항체. 면역세포 이동 및 점막 면역에 중요한 마우스 CCR6에 특이적. 면역학 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse CCR6/CD196 단일클론항체
비고/별칭	CCR-6; KY411; Cmkbr6; CC-CKR-6
종	마우스
GeneID (Human)	1235
GeneID	12458
면역원	마우스 CCR6/CD196 (NP_033965.1)의 아미노산 2-38에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 퓨전 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용	유세포 분석
교차 반응성	마우스
SWISS	O54689
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스팩