

Pe Rabbit Anti-Mouse Cd103 단일클론항체 - Fc용 - Q60677

품목 번호: CM0005119

소개

유세포 분석용 마우스 CD103 (Integrin alpha-E, ITGAE)에 대한 PE 접합 토끼 단일클론항체. T-림프구 부착 및 상피 상호작용 연구에 유효성이 확인됨. SWISS: Q60677.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse CD103 mAb
비고/별칭	CD103; aM290; alpha-E1; A530055J10; alpha-M290
종	마우스
GeneID (Human)	3682
GeneID	16407
면역원	마우스 CD103 (NP_032425.2)의 아미노산 191-385에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q60677
단백질 분자량	129kDa
배송	아이스백