

유세포측정용 PE 토끼 항마우스 Cd117/C-Kit 단클론 항체 - P05532

품목 번호: CM0010059



소개

마우스 CD117/c-Kit을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포측정에서 검증되었습니다. 비만/줄기세포 성장인자 수용체 Kit(P05532)를 인식합니다. 조혈줄기세포 및 비만세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항마우스 CD117/c-Kit mAb
비고/별칭	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
종	마우스
유전자ID (인간)	3815
유전자ID	16590
면역원	재조합 단백질 마우스 CD117/c-Kit(NP_001116205.1)의 아미노산 25-523에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	P05532
단백질 분자량	22kDa/109kDa
배송 방법	아이스 팩