

Pe Rabbit Anti-Mouse Cd11A 단일클론항체 For Fc - P24063

품목 번호: CM0005842

소개

마우스 샘플에서 유세포 분석(FC)용으로 검증된 PE Rabbit anti-Mouse CD11a 단일클론항체; 백혈구 부착 및 면역 반응에 관여하는 인테그린 알파-L을 표적 - 면역학 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse CD11a mAb
비고/별칭	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
종	마우스
유전자 ID (인간)	3683
유전자 ID	16408
면역원	마우스 CD11a (NP_001240801.1)의 아미노산 149-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P24063
단백질 분자량	128kDa
배송 조건	아이스백