


Fc용 Pe 토끼 항-마우스 Cd11B 단일클론 항체 - P05555

품목 번호: CM0008321



소개

마우스 CD11b(ITGAM, MAC-1)에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 마우스 단핵구, 과립구 및 미세아교세포와 반응합니다. 면역학 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD11b mAb
비고/별칭	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
종	마우스
유전자 ID(사람)	3684
유전자 ID	16409
면역원	재조합 단백질 마우스 CD11b(NP_032427.2)의 아미노산 143-337에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P05555
단백질 중량	115kDa/127kDa
배송	아이스팩