


유세포 분석용 PE Rabbit Anti-Mouse Cd122/IL-2R β 단일클론항체 - P16297

품목 번호: CM0009978



소개

유세포 분석용 PE로 표지된 토끼 유래 항-마우스 CD122/IL-2R β 단일클론항체. IL-2 신호 전달 연구에 필수적인 IL-2 수용체 베타 서브유닛을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse CD122/IL-2R β mAb
비고/별칭	p70; CD122; IL15Rbeta; IL-2Rbeta; IL-15Rbeta; IL-2/15Rbeta
종	마우스
유전자 ID (인간)	3560
유전자 ID	16185
면역원	마우스 CD122/IL-2R β (NP_032394.1)의 아미노산 27-235에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P16297
단백질 분자량	60 kDa
배송	아이스백