

Fc용 Pe 토끼 항-마우스 CD124/IL-4Rα 단일클론 항체 - P16382

품목 번호: CM0007765

소개

마우스 CD124/IL-4Rα를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. Th2 분화 및 알레르기 염증에서 IL-4/IL-13 신호 전달을 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD124/IL-4Rα mAb
비고/별칭	IL4r; CD124
종	마우스
유전자 ID (인간)	3566
유전자 ID (마우스)	16190
면역원	재조합 단백질 마우스 CD124/IL-4Rα의 아미노산 26-233에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001008700.1)
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P16382
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스백