

유세포측정용 Pe 토끼 항마우스 CD127/IL-7Rα 단클론 항체 - P16872

품목 번호: CM0011446



소개

마우스 CD127/IL-7 수용체 알파를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포측정에 대해 검증되었습니다. 연구 및 진단 개발에서 마우스 면역 세포 식별 및 특성 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항마우스 CD127/IL-7Rα 단클론 항체
비고/별칭	CD127; IL-7R알파
종	마우스
인간 유전자 ID	3575
유전자 ID	16197
면역원	재조합 단백질 마우스 CD127/IL-7Rα(NP_612564.1)의 아미노산 21-239에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	유세포측정(FC)
교차 반응성	마우스
SWISS	P16872
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스백