


유세포 분석용 Pe Rabbit Anti-Mouse Cd130/Gp130 단일클론 항체 - Q00560

품목 번호: CM0004738



소개

마우스 CD130/gp130 (IL-6 수용체 서브유닛 베타)에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체. 마우스 샘플을 이용한 유세포 분석(FC)에서 검증됨. 면역 및 염증 연구를 위한 IL-6 신호 전달 경로의 핵심 구성 요소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse CD130/gp130 mAb
비고/별칭	CD130; gp130; D13Ert699e; 5133400A03Rik
종	마우스
GeneID (Human)	3572
GeneID	16195
면역원	마우스 CD130/gp130 (NP_034690.3)의 아미노산 23-617에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q00560
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스백