

Pe Rabbit Anti-Mouse Cd138/Syndecan-1 단일클론항체 (유세포분석용) - P18828

품목 번호: CM0010115

소개

마우스 CD138/Syndecan-1 (SWISS: P18828)을 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론항체. 유세포분석(FC) 적용에 대해 검증되었으며, 다른 종에 대한 교차반응성은 없음. 세포외 도메인을 포함하는 재조합 면역원. 면역표현형 분석 및 진단 분석법 개발에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse CD138/Syndecan-1 mAb
비고/별칭	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1; CD138/Syndecan-1
종	마우스
유전자 ID (인간)	6382
유전자 ID (마우스)	20969
면역원	마우스 CD138/Syndecan-1 (NP_035649.1)의 아미노산 23-255 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P18828
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백