


유세포 분석용 PE 토끼 항-마우스 CD14 단일클론 항체 - P10810

품목 번호: CM0009589



소개

유세포 분석용 PE 토끼 항-마우스 CD14 단일클론 항체로, 단핵구 분화 항원 CD14를 표적으로 합니다. 선천면역 반응, LPS 신호전달 및 염증 연구에 적합합니다. 마우스 교차 반응성을 보입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD14 mAb
비고/별칭	CD14
종	마우스
GeneID (인간)	929
GeneID	12475
면역원	마우스 CD14(NP_033971.1)의 아미노산 18-345에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P10810
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스팩