

유세포분석용 PE 토끼 항마우스 Cd144/VE-카데헤린 단클론 항체 - P55284

품목 번호: CM0010533



소개

마우스 VE-카데헤린(CD144)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체, 클론 7B4입니다. 마우스 샘플의 유세포분석 응용 분야에서 검증되었습니다. 내피세포 접착, 혈관 투과성 및 혈관신생 연구를 용이하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항마우스 CD144/VE-카데헤린 mAb
비고/별칭	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad
종	마우스
유전자ID (인간)	1003
유전자ID	12562
면역원	마우스 CD144/VE-카데헤린(NP_033998.2)의 아미노산 46-592에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P55284
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백