

Pe Rabbit Anti-Mouse Cd150/Slam 단일클론항체 For Fc - Q9Qum4

품목 번호: CM0011753

소개

마우스 CD150/SLAM을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. SLAM 매개 면역세포 활성화, 분화 및 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	PE Rabbit anti-Mouse CD150/SLAM mAb
비고/별칭	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
종	마우스
GeneID (인간)	6504
GeneID	27218
면역원	마우스 CD150/SLAM (NP_038758.2)의 아미노산 25-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9QUM4
단백질 분자량	36kDa/38kDa
배송	아이스백