

유세포분석용 PE 토끼 항-마우스 Cd152/Ctla-4 단일클론 항체 - P09793

품목 번호: CM0012289



소개

마우스 CTLA-4(CD152)에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포분석에 적합하며, 림프계 조직에서 이 T세포 억제 수용체를 분석하고 면역 관문 연구를 수행할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD152/CTLA-4 mAb
비고/별칭	Ctla4, Cd152, CTLA4
종	마우스
유전자 ID(인간)	1493
유전자 ID	12477
면역원	마우스 CD152의 아미노산 36-161에 해당하는 재조합 단백질(NP_033973.2)
항체 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P09793
단백질 중량	24kDa
배송 조건	얼음팩