

Pe 토끼 항-마우스 Cd155/Pvr 단일클론 항체(유세포 분석용) - Q91Wp1

품목 번호: CM0010746

소개

마우스 CD155/Pvr(PVS, Taa1, necl-5)에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 2차 시약 없이 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 천연 수용체를 인식합니다. 분자량은 약 45kDa입니다. 마우스와 교차 반응합니다. 면역표현형 분석 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD155/Pvr mAb
비고/별칭	PVS; mE4; HVED; Taa1; CD155; Tage4; necl-5; D7Ert458e; 3830421F03Rik
종	마우스
GeneID (인간)	5817
GeneID	52118
면역원	마우스 CD155/Pvr(NP_612564.1)의 아미노산 29-348에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q91WP1
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스팩