

Fc용 Pe 토끼 항-마우스 CD161C/Nk1.1 단일클론 항체 - P27814

품목 번호: CM0010244

소개

마우스 CD161c/NK1.1(클론 NKR-P1C)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석용으로 검증되었으며 마우스 NK 세포를 검출합니다. 면역학 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD161c/NK1.1 mAb
비고/별칭	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKR-P1; Nk1.2; Klrb1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKR-P1.9
종	마우스
유전자 ID (인간)	3820
유전자 ID	17059
면역원	마우스 CD161/NK1.1(NP_001153376.2)의 아미노산 67-223에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	마우스
SWISS	P27814
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스팩