

Fc용 Pe 토끼 항-마우스 Cd162/Psgl-1 단클론 항체 - Q3Ta56

품목 번호: CM0012568

소개

유세포 분석 검증된 마우스 CD162/PSGL-1에 대한 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 마우스에 특이적이며 아미노산 18-320번을 포함하는 재조합 단백질을 면역원으로 사용합니다. 면역학 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD162/PSGL-1 mAb
비고/별칭	CD162; Psgl1; Selp1; Selp1; Psgl-1
종	마우스
GeneID (인간)	6404
GeneID	20345
면역원	마우스 CD162/PSGL-1 (NP_033177.3)의 아미노산 18-320번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q3TA56
단백질 분자량	44kDa
배송 방식	아이스 팩