

유세포 측정법용 Pe 토끼 항생쥐 Cd163 단클론 항체 - Q2Vlh6

품목 번호: CM0011744

소개

유세포 측정법(FC)에 적합한, 쥐 CD163(M130)에 대한 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 헤모글로빈 청소 및 항염증 반응에 관여하는 청소 수용체 시스테인이 풍부한 타입 1 단백질 M130을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항생쥐 CD163 단클론 항체
비고/별칭	CD163v2; CD163v3; M130
종	생쥐
유전자 ID (인간)	9332
유전자 ID (생쥐)	93671
면역원	생쥐 CD163(NP_444324.2)의 아미노산 39-260에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	생쥐
SWISS	Q2VLH6
단백질 분자량	121kDa/125kDa
배송 방식	아이스백