

Pe 토끼 항-마우스 Cd18 단클론 항체 (Fc용) - P11835

품목 번호: CM0003986



소개

유세포 측정법 검증이 완료된 마우스 CD18(인테그린 베타-2)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 85 kDa 크기의 단백질로 마우스 샘플과 특이적으로 반응합니다. 백혈구 접착, 면역 세포 이동 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD18 mAb
비고/별칭	2E6; LAD; Cd18; Lfa1; MF17; LCAMB
종	마우스
유전자ID (인간)	3689
유전자ID	16414
면역원	마우스 CD18 (NP_032430.2)의 아미노산 1-771에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P11835
단백질 분자량	85 kDa
배송 방식	아이스 팩