

Fc용 Pe 토끼 항-마우스 Cd19 단일클론항체 - P25918

품목 번호: CM0008034

소개

유세포 분석(FC)용으로 검증된 PE 결합 토끼 항-마우스 CD19 단일클론항체입니다. B세포 마커 보조 수용체이며, 면역 분석법 개발 및 B세포 연구에 이상적입니다. 마우스와 반응합니다. - P25918

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD19 단일클론항체
종	마우스
유전자 ID (인체)	930
유전자 ID	12478
면역원	마우스 CD19 재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P25918
단백질 무게	60kDa
배송	아이스팩