


유세포분석용 PE 토끼 항-마우스 Cd1d 단일클론 항체 - P11609 / P11610

품목 번호: CM0010023



소개

마우스 CD1d를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체(P11609/P11610)로, 면역학 연구에서 지질 항원 제시 및 NKT 세포 생물학 연구를 위한 유세포분석에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD1d mAb
비고/별칭	Cd1a; Cd1d; CD1.1; Ly-38
종	마우스
GeneID (사람)	912
GeneID (마우스)	12479/12480
면역원	마우스 CD1d의 아미노산 22-305에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_031665.2/NP_031666.2)
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P11609/P11610
단백질 분자량	39kDa/38kDa
배송	아이스팩