

Pe Rabbit Anti-Mouse Cd200/Ox2 단클론항체 (유세포 분석용) - O54901

품목 번호: CM0004288

소개

유세포 분석용으로 검증된 PE 표식 토끼 유래 마우스 CD200/OX2 단클론항체입니다. T-세포 공동자극 및 골수세포 조절에 관여하는 OX-2 막당단백질을 검출합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse CD200/OX2 mAb
비고/별칭	OX2; Mox2
종	마우스
유전자 ID (인간)	4345
유전자 ID	17470
면역원	재조합 단백질 마우스 CD200/OX2 (NP_034948.3)의 아미노산 31-232 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단클론항체
응용	유세포 분석
교차 반응성	마우스
SWISS	O54901
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백